



LANADOL ABAC

Désinfectant pour vêtements, textiles de maison retraite, vêtements de protection et masques respiratoires protecteurs. Désinfectant pour la zone de rinçage dans les tunnels de lavage.

Propriétés

- LANADOL ABAC est adapté aux textiles sensibles ne pouvant pas être soumis à des procédés de désinfection conventionnels.
- Désinfectant pour la zone de rinçage au tunnel de lavage.
- LANADOL ABAC possède une large polyvalence microbicide contre les bactéries gram- et gram+, les levures et les champignons.
- LANADOL ABAC est un bon mouillant, est résistant à la dureté de l'eau et confère des effets antistatiques et de légers effets d'apprêt aux textiles traités.
- LANADOL ABAC peut être utilisé ensemble avec LANADOL APRET.
- LANADOL ABAC peut aussi être utilisé avec LANADOL APRET.
- LANADOL ABAC se prête également aux procédés de lavage combinés à d'autres lessives Kreussler pour textiles délicats et de couleur
- Les textiles traités par LANADOL ABAC ont prouvé leurs qualités anti-allergiques par un test Epicutane.

Données chimico-physiques

Aspect:	Liquide limpide, jaune clair
Densité:	0,94 g/ml
Viscosité:	120-220 mPas
Valeur pH:	6-7,5 (5 g/l env. 7)
Solubilité:	Illimitée dans l'eau
Point d'inflammation:	> 100 °C

Utilisation

Pour des textiles lavable à 30-40 °C

Dosage recommandé : 0,4 ml de LANADOL ABAC / par litre de bain

Utilisation avec le procédé LANADOL EXTRA modifié. Durant le dosage: rythme normal de rotation alternée, le cas échéant, à vitesse de rotation de puisage.

1er bain: 5 min. rythme 3/27, niveau bas, 5 ml/l de LANADOL AKTIV, T=30 °C, vidange

2e bain: 10 min. rythme 3/27, niveau bas, 2,5 ml/l de LANADOL AKTIV, T=30 °C, vidange, essorage 1 min.

Rinçage: 3 min. rythme 3/27, niveau bas, T = froid, vidange, essorage 1 min.

Désinfection: 20 min. rythme 3/57, niveau bas, 0,4 ml/l de LANADOL ABAC, T=40 °C, vidange

Essorage final: 3 min.

Certificate

Bactéricide d'après

DIN EN 1276: 5 min; 20 °C; dosage 0,4 ml/l

Fongicide d'après

DIN EN 1650: 5 min; 20 °C ; dosage 0,4 ml/l

Utiliser les produits biocides avec précaution!

Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Usage et stockage

Après une exposition au gel, le réchauffer à env. 15 °C avant utilisation.

Date d'expiration: 24 mois suivant la date de production.

Toutes les indications portées sur cette fiche ont été établies au mieux de nos connaissances. Elles doivent être adaptées aux conditions d'utilisation et sont sans engagement de notre part.